



TAPIS DE COURSE medRun

UN TAPIS DEDIE A LA REEDUCATION



PRESENTATION PRODUIT



Équipement cardio pour Wellness Thérapeutique

Le nouveau tapis DKN medRun a été développé comme outil précis à la réhabilitation et de prévention. Ce tapis de course peut être utilisé pour la réhabilitation sportives ou tout autre usage lié à la remise en forme. La conception 'low-deck' offre un step-up très faible, et les barres parallèles assurent un maintien ferme et ergonomique pour les utilisateurs en mobilité réduite, sans impacter l'espace de course.

Un moteur Next Gen doux, fiable et progressif

Le DKN medRun utilise un moteur next-gen nouvelle génération, **très silencieux** de 2.25 chevaux continu, et d'une puissance maximale atteignant les 4 CV sans risque de surchauffe. Le tapis commence sur la base d'une **accélération douce à partir de 0.5 km/h** et la vitesse peut être ajustée avec des **paliers très évolutifs de 0.1 km/h**.

Un confort de marche exceptionnel

C'est un tapis de course ergonomique et sûr dans le cadre d'un process de réadaptation, avec une **vaste surface de course de 52 x 140 cm**.

Le DKN medRun intègre également une **bande de course orthopédique de 3 mm**, en utilisant des matériaux durables, ce qui réduit le bruit et produit un coefficient de frottement plus faible. Pour une absorption maximale des chocs, DKN a adopté sur ce tapis medRun, le **'Progressive Shock Absorbing' flex deck** qui réagit à chaque pas, limitant l'impact d'onde de choc sur les articulations tel que les genoux, les hanches et les chevilles.

Le DKN medRun est également équipé de rouleaux de gros diamètre qui exigent moins de tension, par conséquent impactant le guidage d'une plus grande surface afin de guider la bande de course.

Compatible avec notre ceinture télémétrique

Pour un protocole de réhabilitation cardio-vasculaire, le tapis DKN medRun est compatible avec la ceinture télémétrique sans fil et non crypté permettant de visualiser précisément les données cardiaques du patient ou du sportif.

FICHE D'IDENTITÉ

- > Désignation : medRun
- > Référence : DKN 20353
- > Code EAN : 5412002203535
- > Certification : CE/EN 957
- > Garantie : 2 ans
Usage home fitness
Possibilité d'extension de garantie 1 an

OPTIONS DISPONIBLES

- > Ceinture télémétrique (Réf. 20073)
- > Tapis de protection (Réf. 20222)

LES PLUS DU TAPIS



- > Surface extra large (52 x 140 cm)
- > Ergonomie étudiée pour la réhabilitation
- > Barres parallèles
- > Moteur progressif AC 4 cv (dès 0,5 km/h)
- > Système P.S.A. (Progressive Shock Absorbition)
- > Robuste (poids max utilisateur : 140 kg)
- > Compatible tablettes numériques

FICHE TECHNIQUE

- > Dimensions monté (cm) : 180,5 x 77 x 130
- > Poids : 94 Kg

Un console complète, ludique et pédagogique avec nos applis **DKN Run** et **DKN iWorld**



Le software du medRun intègre plusieurs programmes qui permettent notamment d'exploiter une tablette compatible avec les systèmes d'exploitation Android et IOS. Les applications DKN-iWorld et DKN Run sont également disponibles gratuitement sur ce tapis.

Le DKN medRun est compatible avec l'interface DKN Run (App), par connexion via Blue Tooth, permettant au professionnel médical de programmer et de contrôler chaque processus de réhabilitation en exploitant une tablette sans avoir à interférer avec la console elle-même. La polyvalence du logiciel DKN Run permet aux kinésithérapeutes, physiothérapeutes et entraîneurs sportifs pour concevoir et mettre en œuvre des protocoles de formation personnalisés.

DKN Run App permet aussi l'enregistrement les données de chaque session des patients pour une évaluation.

> **Compatibilité :**

iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad mini,
Tablettes 7", 8.9", 10"

> **Systèmes requis :**

ANDROID 3.1 et ultérieurs
IOS 5.0 et ultérieurs



Téléchargez **GRATUITEMENT**
nos applis sur votre tablette



Sébastien THIRY

TEL : 06 14 94 33 49

www.axent-kine.com

15 quai des Petits Bosquets - 54300 LUNEVILLE

> **Poids max. utilisateur :** 140 Kg

> **Vitesse :** 0.5 à 14 Km/h

> **Accélération :** paliers de 0,1 km/h

> **Inclinaison :** 0 à 15 %

> **Moteur :** AC 2.5 Hp continu / Pic 4 Hp

> **Plateforme :** bande orthopédique 3 mm

> **Bande de course :** 140 x 52 cm

> **Transport :** roulettes intégrées

> **Contrôle cardiaque :** capteurs intégrés

> **Amortissement :** P.S.A. (Progressive Shock Absorbtion)

> **Sécurité :** arrêt d'urgence

FICHE CONSOLE

PRINCIPALES FONCTIONS :

- > «My zone» cible de rythme cardiaque
- > Vitesse
- > Temps
- > Distance
- > Calories
- > 15 programmes presets
- > 2 profils utilisateurs

CONNECTIONS

- > Connectivité tablettes numériques